

# Bluetooth Solution Kit

trådlös ljudöverföring direkt till hörapparaten från både fast och mobil telefoni

## Trådlös ljudöverföring

Bluetooth Solution Kit gör att hörapparat användare kan kommunicera med mobiltelefon genom trådlös ljudöverföring till hörapparaten via den tillhörande halsslingan.

Om du har inbyggd MP3-spelare i mobilen kan du även använda den funktionen på motsvarande sätt. Du kan då växla mellan att tala i mobilen och t.ex. lyssna på musik. Genom att använda hörapparatens T-läge minimeras bakgrundsljud, och det blir därför avsevärt lättare att höra!

## Vilken utrustning krävs?

- Hörapparat med inbyggd telespole, vilket de allra flesta hörapparater har.
- Bluetooth i mobilen, vilket finns i de flesta moderna mobiltelefoner.

## Funktioner i Bluetooth-enheten

- Knappar med tydliga symboler på Bluetooth-enheten
  - Svara på samtal/avsluta samtal
  - Volym upp/ned
  - För musik: spela/paus/nästa låt/föregående låt
- Medföljande laddare
- Upp till 8 timmars taltid
- Upp till 7 timmars musikspelande
- Upp till 230 timmars standby-tid
- Tål vattenstänk
- Möjlighet till uppkoppling mot två enheter samtidigt

## Tillbehör för fast telefoni / IP-telefoni

Om du vill använda Bluetooth Solution Kit även för fast telefoni, kan du köpa till adaptorn "Jabra A7010 Bluetooth Hub". Den är anpassad till alla fasta telefontät och olika telefonmodeller.

Om du har IP-telefoni på datorn kan du komplettera med tillbehöret "Jabra A330 BT Dongle", en Bluetooth-dongel som sätts in i USB-utgången på datorn. Notera den stora fördelen att du kan koppla in Bluetooth Solution Kit till både mobiltelefoni och fast telefoni/IP-telefoni parallellt!



ReSound

rediscover hearing

## Halsslinga, 2-kanals

Denna produkt är CE-märkt enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC.

## Bluetooth-enhet (BT3030)

Denna produkt är CE-märkt enligt villkoren i R & TTE-direktivet (99/5/EC).



## Artikelnummer

Bluetooth Solution Kit	2002205
Jabra A7010 Bluetooth hub	2002208
Jabra A330 BT Dongle	2002207
Lurlyftare GN 1000 RHL	1110004



Bluetooth Solution Kit



Hub A7010



Dongle A330



Lurlyftare GN1000 RHL

9950112 Issue 2, 2009-12. Vi reserverar oss för ändringar i utförande och specifikation utan föregående meddelande.

## ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:

### GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark





För frågor rörande EU:s medicinska direktiv 93/42/EEC hänvisas till:

GN ReSound A/S

För service och produktrelaterade frågor kontakta:

GN ReSound AB



[www.gnresound-ald.se](http://www.gnresound-ald.se)  
[www.gnresound.se](http://www.gnresound.se)

GN ReSound AB  
Box 11034  
404 21 GÖTEBORG

Tel. 031-800 150  
Fax. 031-800 175

GN ReSound AB - ALD Division  
Box 12874  
112 98 STOCKHOLM

Tel. 08-545 536 32  
Fax. 08-545 563 30

ReSound

rediscover hearing